


Invacare **Omega Classique H450 1471163**



Coloris Lavande
Code 1471163

- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Qualité et stabilité de l'assise
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées

❶ Garniture de dossier	1470987
❷ Assise amovible	1470988
❸ Assise percée	1470989
❹ Manchettes d'accoudoirs (x2)	1470990
❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991
❻ Patins pour pieds (x4)	1470992


Lavande

Chaises-toilettes Omega



Yes, you can.®

Invacare **Omega Eco**



Coloris lavande
Code 1542903

- Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m.
- Disponible en coloris lavande.
- Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
- Idéal pour les espaces exigus.
- Largeur d'assise: 450, profondeur d'assise: 430 mm
- largeur hors tout: 580 mm
- Découpe intime: 200x255 mm

Invacare **Omega Pliante H407 1471010**



Coloris Lavande
Code 1471010

- Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits espaces
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par l'arrière
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées

- ❶ Garniture de dossier
- ❷ Assise amovible
- ❸ Assise percée
- ❹ Manchettes d'accoudoirs (x 2)
- ❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle
- ❻ Patins pour pieds (x 4)

Lavande

- 1470998
- 1470999
- 1471000
- 1471001
- 1470991
- 1471002