

**Comet<sup>®</sup> Alpine+**

CARRER  
DE  
MARGARIT



Partez à l'aventure avec  
puissance, contrôle et stabilité



Pour ceux qui souhaitent partir à l'aventure en terrains vallonnés, le **Comet Alpine +** offre la solution parfaite. Sa robustesse et sa conduite puissante vous donnent la liberté de découvrir de nouveaux horizons, sans effort, confortablement et en toute sécurité.

Membre de la **Comet Family**, le **Comet Alpine +** possède toutes les caractéristiques de sécurité et de personnalisation, afin d'être un scooter fiable, vigoureux et tendance.

- **Puissant et robuste**
- **Excellentes capacités en extérieur**
- **Sécurité avant tout**

## Puissant et robuste

Que vous soyez face à un terrain accidenté ou une pente raide, le **Comet Alpine +** vous offrira une excellente maniabilité et puissance sans faire de compromis sur la sécurité et le style. Grâce à ses moteurs puissants et son système de suspensions amélioré, le **Comet Alpine +** vous permettra de partir à l'aventure.

## Caractéristiques et options



### Suspension d'assise

Offre davantage de confort (en option).



### Élévation de l'assise

Élève l'assise électriquement pour adapter votre hauteur de conduite. (Lift, en option)



### Kit de charge externe

Vous permet de charger directement les batteries retirées du scooter.

## Excellentes capacités en extérieur

Les composants vitaux du scooter sont protégés de l'eau et de la saleté grâce aux garde-boue.

Soyez stable et à votre aise lors de la conduite, même à grande vitesse : votre scooter garde sa rectitude et la réduction automatique de la vitesse dans les virages offre plus de sécurité.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur de dossier	Profondeur d'assise	Hauteur siège/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids de la partie la plus lourde
<b>Comet Alpine +</b>	510 mm	Deluxe : 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	665 - 685 mm	1450 mm	143 kg	Environ : 63 kg

	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol	Pente max. sécurité	Autonomie	Vitesse
<b>Comet Alpine +</b>	160 kg	2 x 12 V/ 75 Ah AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°	49 km	10 km/h

Moteurs
<b>Comet Alpine +</b>
10km/h: 650 W / 1800 W <sup>1</sup>

## Coloris des carénages

Blanc Givré	Bleu Bondi	Vert Python	Champagne Anodisé	Cuivre Anodisé	Vinyle Noir
-------------	------------	-------------	-------------------	----------------	-------------

## Revêtement du siège

Rouge Métallisé	Chrome	Gris Argenté	Bleu Anodisé	Rouge Grenat
-----------------	--------	--------------	--------------	--------------

1. Pic de performance