

Comet[®] Ultra



Performance et fiabilité
renforcées



Yes, you can.®

Idéal pour les personnes à forte corpulence, le **Comet Ultra** offre une expérience de conduite puissante, confortable, en toute sécurité sans compromis sur le style ou les fonctions. En incluant les mêmes caractéristiques de sécurité et de conduite que toute la **Comet family**, le **Comet Ultra** vous emmènera à destination rapidement, confortablement et tout en contrôle.

Caractéristiques et options



Suspensions améliorées

Les suspensions améliorées offrent un confort idéal aux personnes de forte corpulence.



Colonne de siège renforcée

Pour plus de stabilité et de sécurité pour l'utilisateur.



Accoudoirs renforcés, réglables en hauteur et en largeur

Ils peuvent être facilement réglés pour l'utilisateur et lui offrir plus de soutien lorsqu'il s'assoit et se lève du scooter.

Puissance, fiabilité et personnalisation

Grâce à une attention particulière portée à son design et sa construction robuste, la sécurité et la stabilité du **Comet Ultra** deviennent des atouts ; même pour les utilisateurs jusqu'à 220kg. Développé avec des composants de qualité, le **Comet Ultra** est le compagnon qui vous emmènera où vous souhaitez. De plus, sa flexibilité et son adaptabilité vous permettent de le personnaliser selon votre style et vos préférences.

Soutien et confort

L'assise enveloppante Ultra a été conçue en partenariat avec des ergothérapeutes pour optimiser la position assise et augmenter son confort. De plus, l'assise est équipée d'une pompe de réglage de la zone lombaire pour améliorer le confort. La base de l'assise renforcée et les accoudoirs réglables permettent un excellent maintien et peuvent servir d'appui.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur de dossier	Profondeur d'assise	Hauteur sol/plancher	Hauteur de dossier	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du scooter	Poids de la partie la plus lourde
Comet Ultra	660 mm	535 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	515 mm	665 - 685 mm	1450 mm	148 kg	Environ : 63 kg

	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Garde au sol ¹	Pente max. sécurité	Autonomie	Vitesse
Comet Ultra	220 kg	2 x 12 V/ 75 Ah AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10 °	58 km	10 km/h

Moteurs
Comet Ultra
10km/h: 650 W / 1800 W ²

Coloris des carénages

Blanc Givré	Bleu Bondi	Vert Python	Champagne Anodisé	Cuivre Anodisé	Vinyle Noir
Rouge Métallisé	Chrome	Gris Argenté	Bleu Anodisé	Rouge Grenat	

Revêtement du siège

1. Sous dispositif anti-bascule : 30 mm
2. Pic de performance