

Commande au menton



Design ingénieux pour une
intégration parfaite



Yes, you can.®

Grâce à son joystick proportionnel au menton, la commande au menton ASL est plus épurée, plus compacte. Avec un encombrement réduit du joystick, cette commande s'intègre parfaitement sur les assises **Modulite** et **Ultra Low Maxx**. Elle n'augmente pas les dimensions hors-tout du fauteuil. Cette commande au menton est disponible avec un escamotage manuel ou électrique, vers la gauche comme vers la droite.



Commande au menton escamotable électriquement

- Escamotage électrique horizontal
- Permet à l'utilisateur de régler électriquement la hauteur du joystick pour l'adapter selon sa position assise tout au long de la journée
- Escamotable électriquement même lorsque le fauteuil est éteint
- Un contrôle précis et discret grâce à des vérins rapides et silencieux

Commande au menton escamotable manuellement

- Escamotage manuel horizontal
- Stable et robuste
- Le bras est facilement escamotable par la tierce-personne



Caractéristiques



Appui-tête et contacteur Egg inclus

Le contacteur Egg permet d'accéder aux différentes fonctions. L'appui-tête apportera soutien et confort à l'utilisateur.



Joystick proportionnel idéal

Revêtement extérieur résistant à la salive. Force de déflexion : 100g.

Invacare® **Modulite™**

ULTRALow maxx
By Motion Concepts

Disponible en option montée

Retrouvez la commande au menton en option montée sur les fauteuils roulants électriques équipés des assises **Ultra Low Maxx** et **Modulite** !

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.