

















Guide de choix Lits

	<i>Invacare</i> Medley Ergo	<i>Invacare</i> Medley Ergo Low	<i>Invacare</i> Alegio <small>NG</small>	<i>Invacare</i> Norbed Essential	<i>Invacare</i> Norbed Ultra
					
Type de lit	Lit à colonnes	Lit à colonnes	Lit à croisillon	Pliant par double croisillons	Pliant par double croisillons
Hauteur réglable 	de 330 à 730 mm ou de 400 à 800 mm	de 210 à 610 mm ou de 280 à 680 mm	de 280 à 800 mm	280 mm - 820 mm	250 mm - 850 mm
Largeur 	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Largeur hors tout 	1020 mm	1020 mm	950 mm	1000 mm	1000 mm
Longueur 	2080 mm	2080 mm	2090 mm	2000 mm	2000 mm
Longueur hors tout 	2240 mm	2240 mm	2110 mm	2130 mm	2130 mm
Diamètre des roues	100 mm	50 mm	100 mm	125 mm	100 mm
Plicature 	en option	en option	Oui, système autocontour	De série	De série
Relève-buste 	de série	de série	De série / relève-buste à translation en option	Autorégression de série	Autorégression de série
Repose-jambes 	Par crémaillère	Par crémaillère	Par crémaillère / RJE couplé à la plicature en option	RJE couplé à la plicature	RJE
Positions possibles selon la configuration	Proclive de série sur les 3 fonctions, verrouillable sur la télécommande	Proclive de série sur les 3 fonctions, verrouillable sur la télécommande	n/a	Proclive et décline en option	Proclive de série et décline en option, verrouillable sur la télécommande
Type de barrières disponibles	Bois, pleine longueur. Métal, pleine longueur. Métal 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Métal, pleine longueur.	Bois, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable.	Bois pleine longueur. Aluminium pleine longueur, réglable en continu, 3 hauteurs. Acier, longueur 3/4.	Bois pleine longueur. Aluminium pleine longueur, réglable en continu, 3 hauteurs. Acier, longueur 3/4.
Panneaux cache-vérins intégrés	Non, panneaux Select en option	Non, panneaux Select en option	n/a	n/a	n/a
Poids max utilisateurs 	145 kg	145 kg	135 kg	170 kg	200 kg

RJE*: Repose-jambes électrique

<i>Invacare Norbed Optimo</i>	<i>Invacare Norbed Optimo Wide 105</i>	<i>Invacare Norbed Optimo Wide 120</i>	<i>Invacare SB 755 90</i>	<i>Invacare SB 755 120</i>	<i>Invacare Octave</i>	<i>Invacare Norbed Kid</i>
						
Pliant par double croissillons	Pliant par double croissillons	Pliant par double croissillons	Lit à croisillon	Lit à croisillon	Lit à croisillon	Lit enfant à croisillon
320 mm - 810 mm	320 mm - 810 mm	320 mm - 810 mm	de 350 à 820 mm	de 350 à 820 mm	de 400 à 800 mm	de 300 à 800 mm
900 mm	1050 mm	1150 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	800 mm
1000 mm	1200 mm	1300 mm	1010 mm	1300 mm	1200 mm	900 mm
2000 mm	2000 mm	2000 mm	2080 mm	2080 mm	2000 mm	selon taille S, M ou L
2130 mm	2130 mm	2130 mm	2130 mm	2130 mm	2210 mm	selon taille S, M ou L
100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	100 mm
De série	De série	De série	De série	En option	de série	de série
Autorégression de série	Autorégression de série	Autorégression de série	à translation de série	à translation de série	à translation de série	de série
RJE	RJE	RJE	RJE de série avec descente en dessous du plan de couchage	Par crémaillère / RJE en option avec descente en dessous du plan de couchage	RJE de série	Par crémaillère
Proclive de série et déclive en option, verrouillable sur la télécommande	Proclive de série et déclive en option, verrouillable sur la télécommande	Proclive de série et déclive en option, verrouillable sur la télécommande	n/a	n/a	n/a	n/a
Bois pleine longueur. Aluminium pleine longueur, réglable en continu, 3 hauteurs. Acier, longueur 3/4.	Bois pleine longueur. Aluminium pleine longueur, réglable en continu, 3 hauteurs. Acier, longueur 3/4.	Bois pleine longueur. Aluminium pleine longueur, réglable en continu, 3 hauteurs. Acier, longueur 3/4.	Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur.	Bois, fixes, rabaissables ou accordéons
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	oui
200 kg	200 kg	250 kg	200 kg	200 kg	350 kg	70 kg

Pour plus d'informations, consultez les brochures détaillées ci-après ou sur www.invacare.fr