


## Guide de choix coussins Matrx® & Flo-tech



## Guide de choix dossiers Matrx

	<b>Matrx MX2</b>	<b>Matrx Elite E2 et Matrx Elite Max</b>	<b>Matrx Elite E2 Deep et Matrx Elite Deep Max</b>	<b>Matrx Elite TR et Matrx Elite TR Max</b>	<b>Matrx Mini</b>	<b>Matrx Posture Back</b>	<b>Matrx Posture Back Deep</b>	<b>Matrx Posture Back Max</b>	<b>Matrx Posture Back Deep Max</b>
Capacité de propulsion (découpe scapulaire)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Niveau de maintien du tronc	Modéré	Modéré	Elevé	Modéré	Modéré	Elevé	Très élevé	Elevé	Très élevé
Galbe	75 mm	80 mm	160 mm	75 mm	80 mm	130 mm	180 mm	130 mm	180 mm
Compatibilité avec cale-tronc	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non