

Guide de choix Rollators












Invacare Actio 2

Invacare Delta

Invacare Banjo

Dolomite Legacy



Freins		Câble	Câble	Câble
Frein de parking	Non	Oui	Oui	Oui
Assise	Relevable		Fixe	Relevable
Sangle dossier	Non	Non	Non	Option
Panier	Non	Oui	Oui	Oui
Plateau	Non	Oui	Oui	Oui
Pliant	Oui	Oui	Oui	Oui
Tient debout plié	 Non	Oui	Non	Non
Largeur HT	 550 mm	670 mm	600 mm	600 mm
Profondeur HT	 630 mm	600 mm	690 mm	660 mm version 520 710 mm version 600
Hauteur HT	 de 740 à 1000 mm	de 810 à 940 mm	de 710 à 980 mm	770 - 850 mm version 520 840 - 930 mm version 600
Hauteur d'assise	 550 mm	Pas d'assise	610 mm	540 mm version 520 620 mm version 600
Largeur int. roues	 380 mm	460 mm	440 mm	460 mm
Largeur int. poignée	 410 mm	450 mm	410 mm	400 mm
Diamètre roues	 110 mm	190 mm	190 mm	200 mm
Profondeur plié	 120 mm	600 mm	260 mm	220 mm version 520 260 mm version 600
Poids Rollator	 5 kg	6 kg	9 kg	7,1 kg version 520 7,4 kg version 600
Poids max. utilisateur	 130 kg	135 kg	130 kg	125 kg

* voir caractéristiques techniques page suivantes

Coloris du châssis

Actio/2 :
RAL 9006



Delta :
Bordeaux



Banjo : Gris



Jazz 1 et 2 :
Gris anthracite



Legacy :
Bleu



Melody :
Champagne



Soprano :
Champagne



Maxi+ :
Bleu



Dolomite Jazz 1
Dolomite Jazz 2
Dolomite Gloss
Dolomite Maxi+
Dolomite Soprano


Câble intégré	Câble intégré	Câble	Câble	Câble intégré
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Souple	Rigide rembourrée	Rigide	Relevable	Relevable
Option	Option	Option	Oui	Oui
Option	Oui	Option	Oui	Oui
Option	Option	Option	Oui	Oui
Oui	Oui, par croisillon	Oui, par croisillon	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Non	Oui
620 mm	595 mm	selon taille *	700 mm	650 mm
680 mm	690 mm	selon taille *	640 mm	760 mm
de 750 à 970 mm	750-1000 mm version 610 650-800mm version 510	selon taille *	de 725 à 895 mm	de 790 à 990 mm
600 mm	610 mm version 610 510 mm version 510	selon taille *	555 mm	620 mm
440 mm	510 mm	selon taille *	570 mm	450 mm
420 mm	450 mm	selon taille *	520 mm	450 mm
200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	260 mm
290 mm	largeur 215 mm	selon taille *	-	330 mm
7.7 kg	7.8 kg version 610 7.5 kg version 510	selon taille *	9,5 kg	9,8 kg
130 kg	150 kg	160 kg	200 kg	160 kg