



Legacy



Yes, you can.®

Fiable et maniable, le *Dolomite Legacy* offre toutes les fonctions d'un rollator tout en permettant des possibilités d'adaptation par l'ajout d'accessoires. Il est livré de série avec un panier et un plateau.

Caractéristiques et Options

Panier et plateau de série

Le panier spacieux avec anse a une capacité maxi de 9kg. Le plateau facilite le transport des tasses de café ou autres. Il peut être posé sur une table. Ces accessoires sont de série sur le rollator *Legacy*.

La zone de marche

Ce rollator dispose de par sa structure d'une large zone de marche. Le siège rabattable, une fois relevé, offre un espace supérieur pour la marche. Il permet également à l'utilisateur de s'avancer davantage pour attraper des objets difficilement atteignables. Lorsque l'assise est rabattue, l'utilisateur peut s'asseoir, confortablement et durablement en toute sécurité.



Monte trottoir

Simplifie le passage d'une bordure ou d'un trottoir. Se monte sur le coté droit. Référence: 12562-21



Porte canne

Rend la canne plus facile d'accès. Référence:12606



Sac en toile

Offre un espace supplémentaire lorsque le panier est rempli. Référence: 12523



Freins de ralentissement

Permet de ralentir la vitesse de marche. Références : 12535-21 (avant 03/2010), 13041 -21 (après 03/2010) - la paire



Support pour bouteille à oxygène

La bouteille à oxygène est positionnée au centre sur le rollator ce qui assure une bonne maniabilité. Référence:12682-25



Sangle de dossier

Confortable et sécurisante, elle permet de s'adosser dessus. Référence : 12510

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
<i>Legacy M</i>	600 mm	650 mm	455 mm	760 - 850 mm	545 mm	420 mm	200 mm	7,2 kg
<i>Legacy L</i>	600 mm	720 mm	455 mm	835 - 920 mm	625 mm	420 mm	200 mm	7,6 kg

Poids max. utilisateur



Dolomite Legacy 125 kg

Coloris

Bleu



Codes

12052-37-24DA
Dolomite Legacy Taille M
 12050-37-24DA
Dolomite Legacy Taille L