



INVACARE® TOP END®
PRO™
BASKETBALL



Le fauteuil **Invacare® Top End® Pro™ Basketball** délivre des performances sur mesure avec des réglages faciles et rapides.

Caractéristiques

Châssis en aluminium
Bord d'attaque 4 parties
Hauteur d'assise avant/arrière réglable
Roulette anti-bascule : réglable en hauteur
Dossier fixe
Dossier réglable en hauteur
Toile de dossier réglable en tension
Centre de gravité réglable
Hauteur d'assise arrière réglable sur 6" et le châssis est disponible en version haute ou basse pour s'adapter aux besoins des athlètes

Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun®
Mains-courantes en aluminium anodisées
Pneus gonflables à haute pression
Système de réglage rapide des fourches
Roues AV 72 mm
Palette plateforme réglable
Peinture traitée par chaleur
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)
Levier à démontage rapide pour permettre au joueur de régler sa hauteur d'assise arrière en quelques minutes

Modèle : SPBB



1. Hauteur d'assise avant et du centre de gravité réglables
2. Hauteur d'assise arrière réglable
3. Levier à démontage rapide
4. Roulette anti-bascule fixe
5. Système de réglage précis de la fourche
6. Palette réglable

Options

Protège-vêtements clampés en aluminium

Roues Spinergy® SLX

Roues Sun® Equalizer™

12 fixations pour mains-courantes

Pneus Kenda®

Ceinture à boucle

Pattes de fixations pour main-courantes rapprochées/
raccourcies

Ceintures à clip

Protège-rayons

Protections de châssis

Calibre d'alignement

Roulette anti-bascule double

Coussin : mou ou dur

Dossier rabattable