

Aquatec **Sorrento**



Aquatec **Sorrento 1532693**

Siège de bain pivotant

- 4 pattes de fixations réglables en largeur et anti-dérapantes.
- La manette permettant de faire pivoter le siège est accessible des 2 côtés!
- 100 % anti-corrosion
- Assise Soft Confort = confortable et anti-dérapante.
- Toile de dossier souple et réglable

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	1532693
Poids (kg)	6 kg
Poids max. utilisateur (kg)	130 kg