



INVACARE® TOP END® T-5 ELITE SERIE 7000 TENNIS




Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® T-5 Elite Serie 7000** est plus rapide, plus léger, plus solide et meilleur que jamais. En 2011, il a marqué les esprits avec de nouveaux matériaux pour ses têtes de fourches et son système de sécurisation des canons d'axes permettant d'alléger son poids et d'augmenter ses performances. Chaque fauteuil roulant T-5 Elite Serie 7000 7000 BB est conçu sur mesure selon le cahier des charges d'un athlète, le tout contrôlé par Paul Schulte lui-même. L'ingénieur de Top End, 3 fois paralympien, fut un membre très actif de l'équipe nationale masculine de basket fauteuil aux USA.

Caractéristiques

Châssis sur mesure en aluminium 7005
Roulette anti-bascule réglable en hauteur fixe et pivotante
Roulette anti-bascule 58mm
Dossier fixe avec hauteur fixe ou réglable
Toile d'assise et de dossier réglable en tension
Position fixe des axes avec empattement fixe
Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun Components® :
24", 25", 26" ou 700C

Mains-courantes en aluminium anodisées
Pneus haute pression
Système de réglage précis de la fourche
Roues AV 72 mm
Repose-pieds tube réglable en hauteur
Peinture traitée par chaleur
Protection de châssis arrière
Système d'axes sécurisés
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : T57



1. Angle du châssis avant sur-mesure et repose-pieds tubulaire
2. Roulette anti-bascule réglable en hauteur, fixe et pivotante
3. Châssis en Aluminium 7005 traité thermiquement
4. Système de réglage précis de la fourche
5. En option : protège-vêtements soudé
6. En option : centre de gravité réglable

Options

Roues Spinergy® Spox ou SLX
Roues Sun Components Fusion
Centre de gravité réglable
Assise rigide, barre de rigidification soudée
Roulette anti-bascule amovible et télescopique
Ceinture à clip
Protège-vêtements fixe
Protège-vêtements fixe, tube soudé
Protège-vêtements fixe en aluminium ou carbone
Axes titane
Mains-courantes titanes

Mains-courantes anti-dérapantes
Palettes en plastique ou carbone
Protections de châssis
Sangle click strap / Sangle de maintien en bout de palette
Calibre d'alignement
Palette réglable en angle/Sangle de maintien en bout de palette
Palette plateforme avec sangle de maintien en bout de palette
Pneus Kenda®
Mains-courantes rapprochées/pattes de fixations raccourcies