

ERGONOMISCHE
TRANSFERS FÜR EIN
SICHERES GEFÜHL



Yes, you can.™

Invacare **Birdie**® EVO

Die Familie des mobilen Patientenlifters
Innovative Vorteile für einen sicheren Transfer



◀ **Slow'R®**
Integriertes Dämpfungssystem für sanfte Transfers



◀ **SMARTLOCK® Spreizbügel**
Einfach, schnell und sicher auswechseln (optional)



◀ **Innovatives Haken-Design**
Gurte einhändig anbringen

Direkt auf
YouTube live erleben!



@ Invacare Deutschland

Die Vorteile auf einen Blick

- ▶ Durch die ergonomischen Griffe lässt sich der Lifter besonders einfach manövrieren.
- ▶ Freies Sichtfeld und Blickkontakt durch geschwungenen Ausleger und Spreizbügel
- ▶ Das ergonomisch gebogene Design verleiht ein sicheres, geborgenes Gefühl. Der Lifter lässt sich spielend leicht und noch näher an Bett, Sessel oder Elektro-Rollstühle heranfahen.
- ▶ Patientenwaagen: Geeichte medizinische Waage RS300 und Homecare-Waage CR200 (nicht eichfähig) zum Einhängen zwischen Lifter und Spreizbügel; als Zubehör erhältlich

5 Modelle:



Birdie EVO COMPACT

▲ **Kompakt, leicht und besonders einfach zu manövrieren**



Birdie EVO

▲ **Vorreiter bei Patientenliftern**



Birdie EVO Elektrisch

▲ **Mit elektrischer Fahrgestellspreizung**



Birdie EVO PLUS

▲ **Mit einem Plus an Ausstattung**



Birdie EVO XPLUS

▲ **Maximale Ausstattung für herausragende Pflege adipöser Nutzer**

Sichere Arbeitslast	▶ 150 kg	▶ 180 kg	▶ 180 kg	▶ 180 kg	▶ 210 kg
Fahrgestellspreizung	▶ manuell	▶ manuell	▶ elektrisch	▶ elektrisch	▶ elektrisch
Schnellwechsel- bzw. Dämpfungssystem	-	-	-	✓	✓

Invacare **ISA™**

Die Familie der Steh- und Aufrichthilfe

Anpassbar und ergonomisch für sichere Transfers



◀ **Ergonomische Handgriffe**
Zur natürlichen und intuitiven Positionierung der Hände



◀ **TelescoLift: Teleskopierbarer Hebearm**
Zur idealen Anpassung des Lifters an die Körpergröße



◀ **Unterschenkelstütze mit ErgoSupport**
Ergonomisch geformt für den maximalen Komfort

Direkt auf
YouTube live erleben!



@ Invacare Deutschland

Die Vorteile auf einen Blick

- ▶ Fußplatte: runde Aussparung für optimierte Heranfahrbarkeit an die Toilette; insgesamt in drei Höhen erhältlich
- ▶ Schiebestange und Fußpedal: ergonomisch geformt für mühelose Verwendung des Lifters
- ▶ Gurthaken: flexible und gesicherte Haken für die schnelle und einfache Befestigung der Gurte
- ▶ Wadenband: gepolstert für mehr Komfort; leicht auszutauschen und waschbar; als Zubehör erhältlich
- ▶ Geschwungenes Fahrgestell: ergonomisch geformt für eine leichte Manövrierfähigkeit um Stühle und Toilettenbecken

4 Modelle:



ISA **COMPACT**

▲ Kompakt, leicht und besonders einfach zu manövrieren



ISA **STANDARD**

▲ Vorreiter bei Steh- und Aufrichthilfen



ISA **Standard Elektrisch**

▲ Mit elektrischer Fahrgestellspreizung



ISA **XPLUS**

▲ Maximale Ausstattung für herausragende Pflege adipöser Nutzer

Sichere Arbeitslast ▶ 140 kg

Fahrgestellspreizung ▶ manuell

▶ 160 kg

▶ manuell

▶ 160 kg


▶ elektrisch

▶ 200 kg


▶ elektrisch

Für jede Pflegesituation der passende Gurt


Wählen Sie aus einer Produktreihe von
14 Modellen / bis zu 6 Größen / 4 Stoffarten




Invacare®
Universalgurt Niedrig




Invacare®
Universalgurt Standard



Invacare®
Universalgurt mit Kopfstütze



Invacare®
Universalgurt mit hoher Kopfstütze




Invacare®
Komfortgurt (mit Kopfstütze)




Invacare®
Komfortgurt Standard (ohne Kopfstütze)




Invacare®
Ganztagesgurt (ohne Kopfstütze)




Invacare®
Universalgurt Easy-Fit (mit Kopfstütze)



Invacare®
Toilettengurt



Invacare®
Toilettengurt mit Kopfstütze



Invacare®
Amputiertengurt




Invacare®
Hebeband




Für Passivlifter wie Invacare **Birdie EVO**

Wählen Sie aus 2 Arten von Aufstehgurten

Für Steh- und Aufrichthilfen wie Invacare **ISA**



Invacare®
Gurt für die Aufstehhilfe



Invacare®
Transfurgurt für die Aufstehhilfe



Direkt auf
YouTube live erleben!



@ Invacare Deutschland

► Kompatibilitätsinformation finden Sie auf unserer
Homepage im Fachhändler-Portal Invacare DIREKT

Sicherheit und Unterstützung auch nach dem Transfer: Invacare begleitet Sie mit seiner Produktpalette in jeder Lebenslage.



Anti-Dekubitus Matratzen



Toilettensitzerhöhen



Duschhilfen



Elektro-Rollstühle



Pflege-Rollstühle

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

© 2024 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern.
Lifter-Familien und Gurte - DE - 08/2024 - 1644077



Yes, you can.®